



BOUCART
M E D I C A L
INTERNATIONAL MEDICAL SUPPLIES

Proctologie - Rectoscopie
A . LEGRAND
Instruments de chirurgie & matériel médical

Coordonnées

Centrale Logistique :

Boucart Medical
Rue des Vétérinaires, 42
Module B
1070 Anderlecht
Belgium

Siège Social :

Boucart Medical
Avenue Winston Churchill, 96
1180 Bruxelles
Belgium

Email: info@boucartmedical.be

Tel. : +32 2 343 50 01

Fax : +32 2 343 23 90

Catalogue 2019



Bienvenue dans l'univers A. LEGRAND

découvrir

Présentation de A. Legrand	4
Nos engagements	5
Gamme verte	6
A. Legrand, partenaire de vos formations et de vos publications	8
Nos Services	10

Consulter

Anusopes	14-17
Les anusopes, comment ça marche ?	14
Anusopes bord droit - Gamme verte	16
Anusopes bord biseauté - Gamme Scop'Net	17
Anusopes autoclavables	17

Eclairages	18-21
Source de lumière froide et accessoires	18
Manche à piles / Eclairages externes	19
Manche à LED	20

Rectoscopes	22-23
Rectoscopes à usage unique	22
Rectoscopes autoclavables	23

Accessoires rectoscopie	24
--------------------------------	----

Pincés à biopsie	25
Pincés à biopsie à usage unique et autoclavables	

Instrumentation à usage unique	26-27
Curettes, ciseaux, pincés et stilet en plastique	26
Sets d'instrumentation métallique	26
Ciseaux, pincés, portes-aiguilles, stilet, curettes métalliques	27

Imagerie médicale	28-29
Vidéo-anuscopie / rectoscopie	

Traiter

Ligateurs	32-33
Ligateurs à usage unique	32
Ligateurs autoclavables et accessoires	33

Aspirateurs	34
Allonges de seringues pour scléroses	34
Bistouris électriques et accessoires	35
Photocoagulateur et accessoires	36

S'équiper

Petit matériel et consommables	40-41
Abaisse-langue	Doigtiers roulés et à collerettes
Aiguilles stériles BD microlance	Draps d'examen
Alèses	Essuie-tout
Bâtonnets de rectoscopie	Gants ambidextres
Bistouris montés	Gel KY
Boîtes à déchets	Gel Parker AQUASONIC 100
Bougies de Hégar	Haricots
Brosse autoclavable	Manches et lames de bistouris
Compresse	Plateaux inox
Coton	Punchs stériles
Cupules	Seringues
Curettes stériles	Spatules d'Ayres

Mobilier et équipement	42
Tables d'examen et matériel de cabinet	

Constipation de transit : Boîtier Flexistim	43
--	----

Nettoyer

Protocole de désinfection	46
----------------------------------	----

Pré-désinfection et désinfection à froid	47-48
Pré-désinfectants en poudre et liquides	47
Désinfectants liquides	48

Traitement des mains, surfaces et sols	49-51
Lotions lavantes et gels hydroalcooliques pour les mains	49
Produits nettoyants pour surfaces et instrumentations	50
Produits nettoyants sans alcool pour surface	50
Produits nettoyants pour sols	51

bloc opératoire

Anuphonie : ligature sous doppler	54-55
--	-------

Instrumentation autoclavable - Qualité bloc opératoire	56-57
Ciseaux, porte-aiguilles, pincés	

Instrumentation en plastique et métallique à usage unique	58-59
Boîte d'hémorroïdectomie	58
Dilatateur de Halle et anusopes spéciaux	58
Set d'hémorroïdectomie en métal	58

Instrumentation autoclavable	59
Curettes, stylets et sonde cannelée	59
Ecarteurs et anusopes	59



A. Legrand, c'est ...

Plus de **80 ans d'expertise et d'innovation** dans la vente par correspondance de matériel médical.

Un large choix de produits avec près de **1 600 références** : de quoi **équiper votre cabinet de A à Z**.

Les plus larges gammes d'anuscopes, de ligateurs et de rectoscopes du marché !

Toute une gamme de produits d'origine **100 % française** : le matériel A. Legrand est exclusivement **conçu, réalisé et fabriqué par nos soins dans nos usines entre autres à Paris, Alençon, Limoges et Angoulême**.

Un rayonnement national et international : près de **3 500 clients** en France et dans le monde, avec une couverture géographique sur près de **50 pays** !

Des délais de livraison **rapides** et la garantie **satisfait ou remboursé**.

Une équipe à votre écoute, des services **sur-mesure** et adaptés à votre activité.

C'est aussi désormais...

En août 2018, A. Legrand et Normandie Endo Technologie se sont rapprochés pour unir leurs efforts. Cette initiative a pour but de vous offrir un service en constante amélioration, avec :

Une gamme de produit enrichie

Vous bénéficiez d'un choix de produits plus large afin de trouver plus facilement des articles qui correspondent à vos besoins.

La qualité au meilleur prix

Vous garantir les meilleurs prix est une de nos priorités. En rationalisant les fonctions supports telles que la qualité et la logistique, vous bénéficiez de dispositifs performants au meilleur prix.

Un souci d'innovation continu

En fédérant les énergies et les savoirs-faire, A. Legrand se donne les moyens de poursuivre sa stratégie d'innovation. Ceci dans le but de continuer à vous apporter des solutions pragmatiques qui répondent à vos attentes.

Une présence accrue à l'international

En s'associant, A. Legrand et Normandie Endo Technologie renforcent leur rayonnement à l'international. Ainsi nos produits sont distribués à travers le monde notamment en Europe, en Asie et en Afrique.

La protection de l'environnement



Une gamme complète d'anuscopes en plastique bio sourcé.

Le + : le CO² absorbé par la canne à sucre, base de notre bio plastique, et le CO² rejeté lors de la transformation puis l'élimination des dispositifs médicaux permettent d'obtenir un bilan carbone nul.



Des consommables en papier écologique.

Le + : draps d'examen, essuie-tout et papier hygiénique conservent les mêmes caractéristiques en terme de résistance et de confort par rapport à une version classique. Pour autant, la production d'une tonne de drap d'examen permet d'économiser 4m³ de bois et d'utiliser 100 fois moins d'eau et 3 fois moins d'énergie !



Un prestataire de messagerie certifié ISO 14001.

Le + : pour ses livraisons, A. Legrand a sélectionné un transporteur qui par ses actions au niveau de sa flotte de véhicules, de la planification de ses tournées et de la conception de ses bâtiments lui permettent d'agir de façon efficace sur ses émissions, sa consommation d'énergie et l'élimination de ses déchets.



Des imprimés éco responsables.

Le + : pour ses brochures, A. Legrand a retenu un imprimeur qui utilise du papier couché PEFC (respect des fonctions environnementales, économiques et sociales des forêts) et une encre végétale fabriquée à base de sucre, d'amidon, de cellulose, d'huile et de différentes résines.

La fabrication française



Des usines situées en France.

Le + : les clients de A. Legrand contribuent à pérenniser une activité locale et bénéficient en retour de fluidité dans leurs approvisionnements (instrumentation à usage unique), de souplesse par rapport à leurs demandes spécifiques (instrumentation autoclavable), et de réactivité dans le SAV (équipements électriques et électroniques).

on s'est mis au vert. et vous ?

Depuis janvier 2018, notre gamme d'anuscopes est biosourcée ! Parce que l'écologie est un réel enjeu, nous utilisons désormais du plastique végétal et ce, sans coût supplémentaire pour vous.

Le plastique biosourcé, qu'est-ce que c'est ?

Le plastique biosourcé est du plastique végétal, c'est-à-dire qu'il est fabriqué à base de matière première issue de végétaux, et non pas de pétrole, comme le plastique classique.



Pourquoi passer au plastique biosourcé ?

Le plastique biosourcé est beaucoup moins polluant, car il est issu de ressources végétales. Il permet de répondre aux enjeux actuels en matière d'écologie, et de réduire notre bilan carbone.



Quel intérêt pour vous ?

Vous êtes dans une démarche de développement durable en utilisant des anuscopes écologiques. Vous ne payerez pas de supplément pour cela, c'est votre contribution pour l'environnement !



Quelle est l'incidence sur l'utilisation des anuscopes ?

Vos anuscopes ont exactement la même apparence que les anciens produits en matière plastique à base de pétrole, et les mêmes propriétés d'utilisation médicale. Vous ne vous en rendez même pas compte au niveau visuel, ni de la texture. La seule différence, est que vous participerez à la préservation de nos ressources fossiles, et de notre planète.



Anoscope en plastique biosourcé



Anoscope en plastique classique

Quel est notre objectif ?

L'utilisation de plastiques biosourcés, permet de nous intégrer dans une vraie démarche de développement durable.

L'intérêt écologique, qui répond aux valeurs de notre société, est de préserver nos ressources fossiles et d'éviter la pollution liée à l'utilisation du pétrole.

Il s'agit d'une réelle évolution dans le monde de l'industrie médicale.





Notre engagement

Accompagner, développer, soutenir et promouvoir des projets de recherche, de formation et d'édition à vos côtés, tel est notre engagement.



A. Legrand est présent dans de nombreux événements de formation et d'information auprès des praticiens.
Retrouver ci-dessous quelques exemples de nos partenariats.



PARTENAIRE actif du DIU DE PROCTOLOGIE

Nous apportons notre soutien tout au long de l'année lors des séminaires du DIU de Proctologie de la SNFCP, et ce, depuis de nombreuses années. Ainsi nous contribuons à la formation pratique des étudiants, particulièrement avec notre mannequin permettant de s'exercer aux ligatures élastiques.

Caméra et mannequin pour la formation

Soucieux d'apporter une solution matérielle dans la formation des étudiants, nous avons développé une caméra pour faciliter l'enseignement et deux mannequins : un pour la pratique des gestes (ligatures élastiques, biopsies, condylomes...), le second pour la ligature par guidage doppler.

Les mannequins sont disponibles lors :

- Des JFHOD
- Des séminaires du DIU de proctologie
- Des journées universitaires de Limoges
- A la demande, si vous en avez besoin pour former ou vous former.




Notre SOUTIEN AU CORPS Médical

Nous soutenons les sociétés savantes dans leurs publications dédiées à la formation et à l'information médicale :

- Parmi les derniers ouvrages de la SNFCP :
 - ✓ RPC du traitement de la maladie hémorroïdaire.
 - ✓ Chirurgie ambulatoire en proctologie, aide à la prise en charge.
- La fiche pratique sur l'entretien et la stérilisation du matériel réalisée par le Cregg.
- Le projet innovant des docteurs de Parades, Bauer, Fathallah, et Lemarchand : l'Atlas de proctologie. Application mobile ergonomique, synthétique et à portée de doigt, elle répond aux besoins des praticiens souhaitant rapidement confronter leur diagnostic à une iconographie documentée.

Pour recevoir vos exemplaires ou votre licence de l'Atlas de proctologie gratuitement, contactez-nous à info@a-legrand.com



Retrouvez-nous lors des principaux événements :

Notre équipe sur le terrain

Nous accompagnons les professionnels lors de journées de formation :

- Journées de compagnonnage du CREGG, moment d'échange privilégié avec une dizaine de participants.
- Universités d'endoscopie de Limoges avec l'animation de deux ateliers.



JFHOD
Paris



Universités
d'endoscopie
Limoges



DIU

Journées
Colo-
Proctologie



Commission
Proctologie



Conseil et assistance

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de produit qui ne serait pas dans ce catalogue, nous saurons répondre à votre besoin.




Franco de port et délai de livraison

Pour toute commande de 160 € H.T. - 190 € T.T.C. ou plus, les frais de livraison sont offerts. Une participation de 12,50 € H.T. - 15 € T.T.C. est demandée pour les commandes d'un montant inférieur. Frais de port selon le poids des colis pour la Corse, les Dom-Tom ou l'étranger. Les commandes reçues avant 16h00 sont expédiées le jour même. Sur Paris et en rupture d'un produit ? Commandez-le et faites vous livrer dans la journée ! (prestation avec supplément).



Facilités et moyens de paiement

Au magasin, par téléphone, fax, email et sur notre site Internet, facilitez-vous la vie en réglant par carte bancaire, American express ou via votre compte Paypal lors de votre commande. Vous pouvez aussi régler par chèque après réception de votre commande. Par ailleurs, afin d'acquérir ou de renouveler votre matériel plus facilement nous vous proposons des facilités de paiement, telles que le crédit gratuit. Merci de nous consulter pour en connaître les modalités.



Satisfait ou remboursé

Vous vous êtes trompé de référence ? Un produit ne vous convient pas ? Nous vous reprenons les articles et vous remboursons, sans avoir à vous justifier.



Stérilisation sur demande

Pour recevoir des anosopes ou rectoscopes à usage unique stériles, contactez-nous pour en connaître les modalités.



Vos idées

Soucieux de répondre à vos besoins, nous pouvons vous accompagner dans vos idées de développement d'un nouveau produit, pour étudier leur faisabilité. Grâce à cette écoute, nous ne cessons d'innover et sommes toujours prêts à échanger avec vous sur de nouveaux projets.

Offre zéro souci :

N'achetez pas votre matériel, louez-le !

SANS ENGAGEMENT
FACILE
TOUT COMPRIS
Tranquillité
économique

Le principe est simple :

- Tout est inclus ; de la livraison du matériel à son remplacement
- Vous bénéficiez d'un appareil complet pour un prix forfaitaire mensuel garanti et sans engagement
- En cas d'usure, de panne ou de casse du matériel, il est immédiatement remplacé.
- Vous pouvez définitivement acquérir le matériel grâce à notre offre de rachat ou, si vous ne souhaitez plus l'utiliser, il vous suffit de nous le retourner.

Photocoagulateur



Location
160 € T.T.C.
par mois

Manche à Led



Location
29 € T.T.C.
par mois

Aspirateur



Location
45 € T.T.C.
par mois

Source de lumière froide



Location
60 € T.T.C.
par mois

Bistouri électrique



Location
50 € T.T.C.
par mois



CONSULTER

Anusopes

Les anusopes, comment ça marche ?
Anusopes bord droit – Gamme verte
Anusopes autoclavables

Eclairages

Source de lumière froide
Manche à piles / Manche à LED / Eclairages externes

Rectoscopes

Rectoscopes à usage unique
Rectoscopes autoclavables et accessoires

Pinces a biopsie

Pinces à biopsie à usage unique et autoclavables

Instrumentation a usage unique

Curettes, ciseaux, pinces et stylet en plastique
Sets d'instrumentation métallique
Ciseaux, pinces, portes-aiguilles, stylet, curettes métalliques

Imagerie médicale

Vidéo-anuscopie / rectoscopie

Etape 1 : Je choisis le type de terminaison

Bord droit



Bord biseauté



Etape 2 : Je choisis le type de prise en main

Sans manche si j'utilise :

Une source de lumière froide
Un manche à Led
Un manche à piles




Avec manche si j'utilise :

Un éclairage scialytique
Une lampe sur pied
Une lampe frontale



Etape 3 : Je choisis la taille (Tailles réelles des diamètres intérieurs)

Gamme verte A. Legrand



Pédiatrique
Moyen
Adulte
Adulte long
XL
Jumbo

Etape 4 : JE renforce La matériovigilance

Gamme verte A. Legrand

Chaque anoscope classique sans manche est fourni avec un protecteur de manche. Celui-ci couvre l'ensemble de la poignée et une partie du câble, évitant ainsi de nettoyer et autoclaver le manche éclairé après chaque patient.



Gamme verte a. legrand




Anuscope taille Jumbo :
pour champ d'intervention large et bien protégé
L 87 mm Ø 30 mm




Anuscope taille XL :
pour les grosses hémorroïdes avec les ligateurs XL
L 70 mm Ø 24 mm




Anuscope taille Adulte Long :
pour les patients en surpoids, les « grosses fesses »
L 85mm Ø 22 mm



Anuscope taille Adulte :
pour les ligatures élastiques et les consultations
L 70 mm Ø 22 mm



Anuscope taille Moyen :
pour la première consultation, la photocoagulation
L 68 mm Ø 20 mm



Anuscope taille Pédiatrique :
pour les anus étroits ou sténosés
L 60 mm Ø 18 mm



Gamme d'Anusopes

GAMME VERTE a. legrand – Bord droit

Depuis janvier 2018, notre gamme d'anuscopes est biosourcée !

Parce que l'écologie est un réel enjeu, nous utilisons désormais du plastique végétal et ce, sans coût supplémentaire pour vous.



anuscopes classiques

Tarif dégressif selon le nombre total de boîtes commandées (toutes tailles confondues). Fournis d'origine avec protecteurs de manche.	De 1 à 3 boîtes
	De 4 à 11 boîtes
	12 boîtes et plus

Anuscopes sans manche

Taille	Référence	Boîte
Pédiatrique	12.033	25 unités
Moyen	12.034	
Adulte	12.035	
XL	12.036	


Anuscopes avec manche

Taille	Référence	Boîte
Pédiatrique	12.043	20 unités
Moyen	12.044	
Adulte	12.045	
XL	12.046	

Anuscopes spéciaux

Pour la consultation:
10 unités par boîte

Anuscope Adulte Long sans manche




Anuscope Adulte Long avec manche



Pour l'opérateur :

20 unités par boîte - livrés avec manches à monter selon vos besoins

Anuscope 2/3 de valve




Anuscope Jumbo



protecteurs de manches

Pour manche fibré ou à piles
100 protecteurs de manche



Pour manche à Led
100 protecteurs de manche



Gamme autoclavable



ANUSCOPES CLASSIQUES – Vendus à l'unité

Anuscopes avec manche

Taille	Référence
Pédiatrique	10.029
Moyen	10.031
Adulte	10.030
XL	10.036
Adulte long	10.037

Anuscopes avec manche

Taille	Référence
Pédiatrique	10.029M
Moyen	10.031M
Adulte	10.030M
XL	10.036M
Adulte long	10.037M

ANUSCOPES BENSAUDES AUTOCLAVABLES – Vendus à l'unité

Anuscopes avec manche

Taille	Référence
Pédiatrique	10.261B
Moyen	10.260B
Adulte	10.264B
XL	10.265B
Adulte long	10.263B

Anuscopes avec manche


Taille	Référence
Pédiatrique	10.261BM
Moyen	10.260BM
Adulte	10.264BM
XL	10.265BM
Adulte long	10.263BM

ANUSCOPES SPECIAUX – Vendus à l'unité - Pour l'opérateur (existe en version sans manche)

Anuscope 2/3 de valve à manche



Anuscope Jumbo à manche



Anuscopes Musiari pédiatrique à manche



Vous recherchez un type d'anuscope autoclavable qui ne figure pas sur ce catalogue ?
Contactez-nous pour nous faire part de votre demande !

Votre Source de lumière froide



Ecologique
Performante
A Led réglable
Compacte
Pratique

ECO CONCEPT
A. Legrand

FABRICATION FRANÇAISE

SAV
A. Legrand

Matériel
3 ANS
Garanti

Pack de lumière froide

1 500 € T.T.C.
1 250 € H.T.

Référence
10.200

Location
60 € T.T.C.
par mois

Référence
10.200L

Source de lumière froide
A. Legrand



Câble souple fibré autoclavable



Manche éclairer fibré
autoclavable



Source de lumière froide

Source de lumière froide Legrand à lumière Led, basse consommation d'énergie.



Référence
10.002

Manche éclairer fibré

Manche éclairer fibré autoclavable avec adaptateur selon la marque de votre câble de lumière



Source	Référence
Legrand	10.012
Storz	10.0121
Olympus 6 mm	10.0122/6
Olympus 7 mm	10.0122/7
Wolf	10.0123

Câble souple fibré autoclavable

180 cm de longueur avec adaptateur selon la marque de votre source



Source	Référence
Legrand	10.011
Olympus	10.015
Storz	10.016
Wolf	10.017
Heine	10.018



NOTRE CONSEIL

Testez votre source de lumière froide pendant 15 jours, sans engagement. Contactez-nous pour plus d'informations.

Manche à piles

Eclairer vos anuscopes ou rectoscopes en toutes circonstances, lors de vos consultations, lors de suivi des patients en post-opératoire. Facile à glisser dans une poche, dans une sacoche.

Référence
10.010



Ampoule de rechange pour manche à piles

Référence
10.009



Eclairages externes

Ampoule dichroïque pour ancienne source

Référence
10.005



Lampe au Xénon avec bandeau rigide

Lampe frontale légère sans fil avec lampe incandescente au xénon appropriée pour les applications mobiles et les examens

Référence
10.050



Lampe frontale pour la consultation et la chirurgie

Haute précision

Référence
10.070



Lampe frontale à Led

Lampe frontale légère et confortable, fonctionnant sur batterie.

Référence
10.040



Lampe à Led sur pied

3W / 15 800 Lux
Coloris bleu - sur pieds roulants
Existe en modèle mural

Référence
04.601



Lampe à Led sur pied

3x3 W 6000K / 4600 Lux
Sur pieds roulants
Existe en modèle mural

Référence
04.600



Indispensable : Votre manche à led



Performant
Pratique
Moderne
Durable
Ergonomique
Mobile
Econome
exclusif
Fabriqué en France

Manche à Led A. Legrand



Référence
10.014



Location
par mois

Référence
10.014L



Pratique

- ✓ Prise en main ergonomique et facile d'utilisation.
- ✓ Passage d'une salle à une autre, le manche à Led se glisse dans votre poche.
- ✓ Fonctionne sans câble et se recharge avec une simple prise secteur.
- ✓ Compatible avec les gammes d'anuscopes et de rectoscopes A. Legrand.

PERFORMANT

- ✓ Aussi puissant qu'une source de lumière froide.
- ✓ Espace de travail dégagé.

Compatible

- ✓ S'adapte à toute la gamme d'anuscopes et de rectoscopes A. Legrand.

Solide

- ✓ Le manche ne se détériore pas, même en cas de chute.

Matéiovigilance

- ✓ Nous avons développé un protecteur de manche afin de protéger votre manche à Led et vos patients. Il permet de réduire considérablement le risque de contaminations croisées.

Protecteurs pour manche à Led, par 100 unités



Référence :
10.014/1



NOTRE CONSEIL

Testez votre manche à LED pendant 15 jours,
sans engagement.
Contactez-nous pour plus d'informations.

Rectoscopes gradués à usage unique


Emballage individuel avec protecteurs de manche

Taille	Dimensions	Référence	Boîte
Rectoscope court	15 cm Ø 18 mm	12.092	20 unités
Rectoscope court pédiatrique	15 cm Ø 14 mm	12.093	
Rectoscope long	25 cm Ø 18 mm	12.094	

Le + A. Legrand



Fenêtres d'insufflation jetables
Adaptées à toute la gamme de rectoscopes (pour rectoscopes bleus ou autoclavables)
Boîte de 20 unités
Tarif : **19,20 € T.T.C.** 16 € H.T.



Rectoscope d'évaluation tumorale - 17 cm Ø 25 mm

Rectoscope gradué, légèrement biseauté pour une meilleure mesure de la tumeur et de son suivi.

Large ouverture pour une meilleure focalisation.


20 unités par boîte



Kit d'évaluation tumorale

Référence **12.095**

- Kit comprenant:
- 1 boîte de 20 rectoscopes Ø 25 mm
 - 1 boîte de 20 fenêtres d'insufflation U
 - 1 soufflerie double poire
 - 1 tige d'aspiration
 - 1 boîte de 20 pinces Longuette



Rectoscopes à usage unique noirs

25 unités par boîte - Emballage individuel avec protecteurs de manche

Rectoscope court - 15 cm Ø 18 mm



Rectoscope long - 25 cm Ø 18 mm




Rectoscopes inox autoclavables - Vendus à l'unités



Taille	Dimensions	Référence
Rectoscope pédiatrique	20 cm Ø15 mm	12.090
Rectoscope adulte 15 cm	15 cm Ø20 mm	12.082
Rectoscope adulte 20 cm	20 cm Ø20 mm	12.081
Rectoscope adulte 25 cm	25 cm Ø20 mm	12.080

Accessoires rectoscopie

Pince Longuette autoclavable – Droite 24 cm




Référence
83.620

Pince Longuette - A usage unique stérile - 25 cm
25 unités par boîte



Référence
14.125

Pince languette coudée Chéron - A usage unique stérile - 25 cm
25 unités par boîte



Référence
12.800S

Tige d'aspiration 30cm



Référence
10.087

20 manches à fixer sur les rectoscopes



Référence
12.097

Porte coton à griffes autoclavable – Taille utile 40 cm



Référence
10.284

Coton

Coton hydrophile chirurgical en paquet accordéon de 250 g
Tarif : **4,08 € T.T.C.** 3,40 € H.T.



Référence
45.405

Boules de coton



Référence
43.430

Bâtonnets rectoscopie - En bois avec bout coton
Vendus par 100



Dimensions Référence
50 cm Ø coton large **10.297C**
30 cm Ø coton moyen **10.298**
15 cm Ø coton moyen **10.299**
15 cm Ø coton petit **43.680**

Soufflerie double poire



Référence
12.944

NOTRE CONSEIL

Draps d'examen

Rouleaux de 150 formats 50 cm de largeur prédécoupés tous les 40 cm.



Conditionnement Référence
Par 6 **43.600**
Par 12 **43.601**

Gel KY - stérile, hydrophile - Tube de 82 gr.



Référence
43.701

Gants ambidextres

Nitrile, vendus par 200



Taille Référence
6/7 S Sensi-S
7/8 M Sensi-M
8/9 L Sensi-S
9/10 XL Sensi-XL (par 180)

Latex, vendus par 100
Tarif : **6 € T.T.C.** 5 € H.T.



Taille Référence
6/7 S Sensi-S
7/8 M Sensi-M
8/9 L Sensi-S
9/10 XL Sensi-XL (par 90)

Gamme de Pincés à biopsie

Gamme de pincés à biopsie à usage unique - Vendues à l'unité

Pincés à biopsie Sarratt

Pincés stériles à biopsie semi-rigides pour rectoscopie



Si vous utilisez un...	Anuscope	Rectoscope court	Rectoscope long	Référence
Choisissez...				
Pince à biopsie Sarratt de 10 cm 	+++			12.535/1
Pince à biopsie Sarratt de 18 cm 	++	+++		12.530/1
Pince à biopsie Sarratt de 31 cm 	+	++	+++	12.510/1

Leurs avantages


- Excellent maintien du geste grâce à leur rigidité renforcée, le mors reste stable.
- Meilleure prise grâce à leurs mors larges (7 mm ou 9 mm).
- Bonne ergonomie de la poignée, notamment pour la pince Ballinger, pour une visibilité totale dans le rectoscope.

Désormais disponibles à l'unité, vous avez une meilleure gestion de vos stocks !

Pince à biopsie Ballinger

Pince stérile à biopsie rigide pour rectoscopie
Longueur 27 cm

Poignée ergonomique
Parfaite visibilité dans le rectoscope



Référence
12.520/1

Gamme de pincés à biopsie autoclavable - Vendues à l'unité

Pince coupante de 28 cm

Référence
10.500



Pince à Biopsie de J. L. Faure

Référence
83.054



Curettes, ciseaux et pinces à usage unique

Curettes - stériles - Vendues par 10 unités
 Ø Référence
 4 mm 12.580
 7 mm 12.580/7



Curette avec grattoir
 Référence
 12.581



Stylet de profondeur
 Référence
 12.582



Ciseaux Ptus 13 cm



Référence
 12.772

Ciseaux Mousse 13 cm



Référence
 12.773

Ciseaux Pointu/Mousse 13 cm



Référence
 12.774

Pince Kocher



Référence
 12.754S

Pince Clamp




Référence
 12.760S

Pince Péan 12 cm



Référence
 12.775

Pince Longuette droite
 Longueur Référence 19cm 12.801



24cm 12.802

Pince droite 18 cm



Référence
 12.771

Pince courbe 18 cm



Référence
 12.770

Pince à dissection à bout pointu 13cm



Référence
 12.795

Pince à dissection à bout rond 13cm



Référence
 12.791S

Tarifs indiqués pour 20 unités par boîte.
 Possibilité de commander à l'unité,
 nous consulter.

Sets d'instrumentation métallique A USAGE UNIQUE

Set pour thrombose



- Curette 4 mm
- Ciseaux Iris courbes
- Porte-aiguille Baumgartner
- Pince Adson AG
- Bistouri monté (n°15)

Référence
 14.501

Mini set thrombose



- Curette 4 mm
- Ciseaux Iris courbes

Référence
 14.502

Set pour condylole



- Curette 4 mm
- Curette 7 mm
- Pince Halstead AG
- Pince Halstead SG
- Ciseaux Metzenbaum Courbes
- Pince Adson SG

Référence
 14.500

Ciseaux à usage unique – Vendus à l'unité

Ciseau Mayo droit 17 cm



Référence
 14.104

Ciseau Mayo courbe 17 cm



Référence
 14.103

Ciseau Dauphin pointu/mousse 15 cm



Référence
 14.102

Ciseau Dauphin mousse/mousse 20 cm



Référence
 14.102M

Ciseau à Iris droit 11,5 cm



Référence
 14.101

Ciseau à Iris courbe 11,5 cm



Référence
 14.100

Ciseau Metzenbaum droit 15 cm
 Tarif : 4,27 € T.T.C. 3,56 € H.T.



Référence
 14.106

Ciseau Metzenbaum courbe 15 ou 17 cm
 Longueur Référence Tarif T.T.C. Tarif H.T.
 15 cm 14.105 4,61 € 3,84 €
 17 cm 14.107 4,70 € 3,92 €



Ciseau de Ragnel et Kilner 14 cm
 Tarif : 3,78 € T.T.C. 3,15 € H.T.



Référence
 14.123

Pinces à usage unique – Vendues à l'unité

Pince Halstead 12,5 cm sans griffes



Référence
 14.115

Pince Halstead 12,5 cm avec griffes



Référence
 14.116

Pince Kelly droite sans griffes 14 cm



Référence
 14.111

Pince Kocher droite à griffes 14 cm



Référence
 14.112

Pince Chéron 25 cm



Référence
 14.124

Pince Longuette 25 cm



Référence
 14.125

Pince Debakey 15cm



Référence
 14.114

Pince Adson avec griffes



Référence
 14.109

Pince Adson sans griffes



Référence
 14.110

Portes-aiguilles, stylet, curette et crochet uu – Vendus à l'unité

Porte-aiguille de Baumgartner 14 cm



Référence
 14.118

Porte-aiguille de Halsey 13 ou 15 cm

Longueur Référence.
 13 cm 14.119
 15 cm 14.120



Porte-aiguille de Crile Wood 20 cm



Référence
 14.127

Stylet Olivaire 2 mm Ø - 16 cm
 Tarif : 1,30 € T.T.C. 1,08 € H.T.



Référence
 14.122

Curette 4 mm et 7 mm
 Ø Référence
 4 mm 14.121
 7 mm 14.171



Crochet de Gillis 12 cm
 Référence
 14.128



Sonde cannelée



Référence
 14.135

Et si vous voyiez les choses en grand ?

La vidéo-anuscopie/rectoscopie

Haute définition
Pratique
Intuitif
Facile d'utilisation
Gain de temps



Projection de l'intervention sur écran avec grossissement de l'image

Exclusivité
Exclusif
A. Legrand

Stockez vos photos
directement sur
une clé USB

Version anoscopie :

- Bonne visibilité dans un anoscope spécifique avec porte-caméra
- Réalisez vos gestes :
 - ✓ ligatures
 - ✓ photocoagulation
 - ✓ bistouri



Version rectoscopie :

- Bonne visibilité dans le rectoscope avec une bague porte-caméra qui s'adapte à tous nos rectoscopes.
- Réalisez vos gestes sans aucune gêne.



Existe en version adulte ou XL



innovation

Pour la formation, visualisez les interventions sur un écran plutôt que groupés autour du patient

Pour votre cabinet

- ✓ Prenez des photos pour enrichir le dossier patient, ou vos publications.
- ✓ Prise en main intuitive.
- ✓ Utilisez votre caméra et réalisez vos gestes en même temps, sans aucune gêne.
- ✓ Simple d'utilisation, sans réglage ni paramétrage particulier.
- ✓ Partagez votre diagnostic avec un confrère.

Utilisez également la Vidéo-Anuscopie A. Legrand pour la formation :

- ✓ Réalisez et visualisez désormais vos interventions sur écran grâce à un grossissement de l'image par la caméra.
- ✓ Facilitez la formation et permettez ainsi aux personnes assistant aux interventions de ne pas être groupées autour du patient : bénéficiez d'un réel gain de temps et de qualité de la formation.



Version vidéo-anuscopie

Référence

- Kit caméra : boîtier, sonde caméra pour anoscopes, clé USB, pédale prise de photos + 1 boîte d'anoscopes avec porte-caméra
- Anoscopes adultes avec porte-caméra (la boîte de 25)
- Anoscopes XL avec porte-caméra (la boîte de 25)
- Sonde caméra HD pour vidéo-anuscopie

- 16.100**
- 16.035**
- 16.036**
- 16.020**

Version vidéo-rectoscopie

Référence

- Kit caméra : boîtier, sonde caméra pour rectoscopes, clé USB, pédale prise de photos + 1 boîte rectoscopes avec porte-caméra
- Bagues porte-caméra pour rectoscopes (le sachet de 50)
- Sonde caméra HD pour vidéo-rectoscopie

- 16.200**
- 16.201**
- 16.220**

traiter

The diagram consists of a grey rectangular box on the left. A vertical line extends from the top of this box to the right, then turns 90 degrees down to the word 'traiter'. From the bottom of the grey box, a horizontal line extends to the right, then turns 90 degrees up to the top of a larger blue rectangular box.

Ligateurs

Ligateurs à usage unique

Ligateurs autoclavables et accessoires

Matériel

Aspirateurs

Allonges de seringue pour scléroses

Bistouris électriques et accessoires

Photocoagulateur et accessoires

Gamme de LIGATEURS

Ligateurs à poignée à usage unique

Ligateurs jetables fournis avec cônes d'introduction et anneaux élastiques.

Modèle A. Legrand



Ø11 mm


Ligateurs standard – Diamètre 11 mm

20 unités par boîte

Référence

12.610

Tarif dégressif selon le nombre total de boîtes commandées	1 boîte
	De 2 à 3 boîtes
	4 boîtes et plus



Ø13 mm

Kit de ligature XL – Diamètre 13 mm

Ligateur XL et anoscope XL

10 kits par boîte

Référence

12.612

102 € T.T.C.
85 € H.T.

Ligateur LigaConfort à usage unique



LigaConfort standard

20 unités par boîte

Référence

12.630

Tarif dégressif selon le nombre total de boîtes commandées	
--	--




LigaConfort XL

10 unités par boîte

Référence

12.631




Anneaux de ligatures - Vendus par 100 unités

Plaque d'anneaux bleus - Sans latex

Sachet d'anneaux bleus - Sans latex

Sachet d'anneaux blancs - Avec latex



Référence
10.402



Référence
10.402A



Référence
10.402B

Ligateur réutilisable en inox autoclavable

Avec un seul ligateur, possibilité d'inter-changer deux diamètres de 10 et 12 mm, ou de disposer de plusieurs embouts identiques.

Ligateur – Vendu à l'unité



Dimensions

Référence

Kit Ø 10 & 12 mm
Ø 10 mm seul
Ø 12 mm seul

10.415
10.400
10.410

Accessoires

Cône d'introduction

	Dimensions	Référence
	10 mm	10.401
	12 mm	10.411

Adaptateur et embout seuls

	Dimensions	Référence
	10 mm	10.416
	12 mm	10.417

Aspirateurs et consommables pour les ligatures

- Les avantages:
- ✓ Silencieux
 - ✓ Portatif

Location **45 € T.T.C.** par mois

Fréquence de vos ligatures : Une fois de temps en temps → Plusieurs par semaine → Plusieurs par jour

Modèle	Référence	Garantie
Aspirateur Clario	10.952	Garanti 2 ans
Aspirateur Vario	10.951	Garanti 2 ans
Aspirateur Basic	10.953	Garanti 5 ans

Tuyau d'aspiration (longueur 2 mètres)




Poche aspirateur Pour aspirateur Vario et Basic



Allonges de seringues pour scléroses

Allonges stériles droites 10 cm Vendues par 10



Allonges stériles en forme de baïonnette Vendues par 10



Allonge inox autoclavable Vendues à l'unité




Aiguilles stériles

Couleur	Longueur	mm/Ø	Utilisation
Brun	10 cm	45/100	I.D

Référence **45.101**

Nos bistouris sont fournis avec un manche de bistouri réutilisable, une plaque neutre, une pédale simple et un jeu de 10 électrodes réutilisables



Vio 100



Bistouri électrique de haute fréquence coagulation monopolaire / coupe monopolaire

Caractéristiques :

- ✓ Puissance de coupe maximum 100 Watt
- ✓ Equipé des modes de coupe monopolaire, de coagulation monopolaire et bipolaire
- ✓ Rapport qualité prix optimal
- ✓ Possibilité de choisir le type de connexions pour les instruments
- ✓ Des programmes personnalisés peuvent être mémorisés
- ✓ Le mode AUTO START Bipolaire offre en plus, un haut niveau de confort et de sécurité d'application
- ✓ Manipulation intuitive
- ✓ Plus fin réglage dans le domaine de puissance bas (1-20 Watt) permettant un travail avec des aiguilles pour la microchirurgie

Applications :

- ✓ Interventions ambulatoires en dermatologie
- ✓ chirurgie plastique
- ✓ ORL
- ✓ Gynécologie
- ✓ Chirurgie traumatologique
- ✓ Ophtalmologie



Référence **11.060**

Surtron 80



Le Bistouri Surtron 80 répond à toutes les exigences des cabinets.

Caractéristiques :

- ✓ Puissance de coupe maximum 80 Watts - (Également disponible en 160 watts)
- ✓ Dimensions : 280 x 135 x 300 mm
- ✓ Coupe monopolaire et coagulation monopolaire et bipolaire
- ✓ Mémorisation des programmes personnalisés
- ✓ Mode AUTOSTART
- ✓ Manipulation intuitive
- ✓ Garantie 3 ans



Référence **11.070**

Accessoires des bistouris Vio 100 et Surtron 80

Pédale double



50 aiguilles bistouri UU 2,35 mm



50 plaques neutres UU



50 boules coagulation UU 3 mm



Manche stérilisable





Le traitement le plus simple, le plus rapide, et le plus sûr des hémorroïdes du premier stade.
Utilisez l'anuscope moyen qui est le plus adapté pour la photocoagulation.

Pack photocoagulateur

Référence 11.200

Référence 11.200L

boîtier + poignée + tige de quartz

100 embouts jetables avec couvre sondes

1 boîte de lingettes Cidalkan

NOTRE CONSEIL

Testez votre photocoagulateur pendant 15 jours, sans engagement.
Contactez-nous pour plus d'informations.

Embouts à usage unique

Passez à l'usage unique avec nos embouts jetables qui se vissent à la tige de quartz de votre photocoagulateur.

Protocole d'utilisation de l'embout à usage unique

1. Positionner le couvre sonde à hauteur du filetage de l'extrémité de la sonde
2. Visser à fond l'embout jetable, le couvre-sonde se trouve naturellement maintenu
3. Réaliser les impacts
4. Dévisser l'embout et retirer le couvre-sonde puis jeter.
5. Nettoyer la sonde avec une lingette Cidalkan.
6. Remettre un couvre sonde et un embout, c'est prêt pour le prochain patient !

Embouts colorés en vert pour éviter l'éblouissement

Exclusivité 4. Legrand

Les avantages des embouts à usage unique :

- ✓ Plus de sécurité : La Circulaire DGS / DH n° 672 du 20/10/97 recommande d'utiliser du matériel à usage unique.
- ✓ Plus de consultations : vous pouvez traiter plusieurs patients avec la même tige de quartz au cours de la même journée

Accessoires

Embout UU et couvre sonde par 100
+ 1 boîte de 120 lingettes



Embout UU et couvre sonde
Vendus par 10



Gaines de protection du quartz
Vendus par 100



Joint de rechange



Accessoires pour Quartz



Accessoires pour Quartz



Embout à l'unité - 6 mm



Embout à l'unité - 7mm



Ampoule spéciale « or »



Ampoule LCD 150



Ampoule avec encoche pour poignée « rouge »





S'équiper

Petit matériel et consommables

Abaisse-langue
Aiguilles stériles BD microlance
Alèses
Bâtonnets de rectoscopie
Bistouris montés
Boîtes à déchets
Bougies de Hégar
Brosse autoclavable
Compresse
Coton
Cupules
Curettes stériles
Doigtiers roulés et à collerettes
Draps d'examen
Essuie-tout
Gants ambidextres
Gel KY
Gel Parker AQUASONIC 100
Haricots
Manches et lames de bistouris
Plateaux inox
Punchs stériles
Seringues
Spatules d'Ayres

Mobilier médical et Équipement

Tables d'examen
Matériel de cabinet

constipation de transit : Boîtier Flexistim

Seringues à usage unique

Seringue 3 corps 2, 5, 10 et 20 ml
100 unités par boîte



Contenance	Référence
2ml	45.702
5ml	45.705
10ml	45.710
20ml	45.720

Boîtes à déchets

Contenance	Référence
Boîte 3 litres	25.300
Boîte 5 litres	25.500



Aiguilles stériles BD microlance

100 aiguilles par boîte

Référence	Couleur	Longueur	mm/Ø	Utilisation
45.105	vert	40	8/10	I.M.
45.086	crème	25	11/10	I.V.
45.087	crème	30	11/10	I.V.
45.088	crème	40	11/10	I.V.
45.089	jaune	25	9/10	I.V.
45.104	bleu	30	6/10	I.M ou I V
45.106	noir	30	7/10	I.M. enfant
45.090	jaune	40	9/10	I.V.
45.101	brun	10	45/100	I.D.
45.102	orange	16	5/10	sous cutanée
45.103	bleu	25	6/10	I.V. enfant
45.091	vert	25	8/10	I.V.+ I.M. enfant
45.092	noir	25	7/10	I.V.
45.093	noir	40	7/10	I.M
45.094	brun	16	45/100	I.D ou Ss C les 5

45.113 jaune 13 30/100
100 aiguilles par boîte

Punchs stériles

Manche ergonomique pour biopsies cutanées

Le lot de 10 punchs de même diamètre

- 2 mm
- 3 mm
- 3,5 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm



Référence
12.550

Bougies de Hégar

Référence	Numéro
80.416	12
80.417	13
80.418	14
80.419	15
80.420	16
80.421	17
80.422	18
80.423	19
80.424	20
80.425	21
80.426	22
80.427	23



Curettes stériles

10 unités par boîte



Modèle courant
Ø Référence
4 mm 12.580
7 mm 12.580/7

Modèle Stiefel
Ø Référence
4 mm 12.580B
7 mm 12.580/7B

Bistouris montés - Scalpels stériles

10 unités par boîte

Référence	Numéro
80.366	11
80.368	15
80.373	23



Lames de bistouris

100 lames stériles par boîte

Référence	Numéro
80.380	10
80.382	11
80.384	15
80.389	23



Manches seuls

Référence	Numéro
80.394	3
80.395	4
80.397	3L



Cupules

Plastique 120ml par 20



Référence
41.035

Inox réutilisable 100ml



Référence
41.029

Alèses

Boîte de 30 unités

Format	Référence
60x60 - 60g	12-124135
60x90 - 103 g	12-124136



Gel Parker AQUASONIC 100

Flacon de 250cc



Référence
43.720

Cubi 5 litres



Référence
43.725

Gel KY

Stérile, hydrophile
Tube de 82 gr.



Nombre
Tube seul
Par 24

Référence
43.701

Bâtonnets de rectoscopie

Paquet de 100 unités de bâtonnets en bois avec bout coton



Dimensions	Référence
50 cm Ø coton large	10.297C
30 cm Ø coton moyen	10.298
15 cm Ø coton moyen	10.299
15 cm Ø coton petit	43.680

Compresse

Compresse chirurgicale purifiée non stériles de gaze hydrophile
pliage chirurgical 17 fils



Format et conditionnement	Référence
5x5 - 8 épaisseurs pliées, 14x20 cm	45.315
7,5x7,5 - 12 épaisseurs pliées, 27x30 cm	45.330
(Compresse non tissées)	45.331
10x10 - 12 épaisseurs pliées, 30x40 cm	45.340
Compresse non tissées	45.341

Coton

Coton hydrophile chirurgical

Paquet accordéon de 250 g



Référence
45.405

Boules de coton



Référence
43.430

Essuie tout

32 paquets de 100

Feuilles pliage en Z, 2 plis

Référence
12.842

12 rouleaux 2 plis

Référence
12.840

6 bobines de 450 feuilles

Déroulement central

Référence
12.843



Draps d'examen

Rouleaux de 150 formats 50 cm de largeur
prédécoupés tous les 34 cm

Cond. Référence

Par 6 43.600

Par 12 43.601



Papier toilette - 12 rouleaux

Référence
12.845



Draps d'examen plastifiés - Par 6

Rouleaux de 150 formats 50 cm de largeur
prédécoupés tous les 115 cm

Référence
10.322



Doigtiers à collerette

Le cent

Modèle
1 doigt
2 doigts

Référence
10.320
10.321



Doigtiers roulés

Le cent

Référence
10.322



Gants ambidextres

Nitrile, vendus par 200

Latex, vendus par 100

Référence
SENSI-S
SENSI-M
SENSI-L
SENSI-XL (par 180)


Taille
S
M
L
XL

Référence
41.917
41.918
41.919
41.920 (par 90)



Spatules d'Ayres

200 unités par boîte



Référence
20.220

Abaisse-langue

Adultes par 100



Enfants par 250

Référence
42.207

Référence
42.208

Brosse autoclavable



Référence
41.374

Haricots

Plateaux réniformes

Modèle
Usage unique (par 100)
Inox (25cm)

Référence
12.810
41.096



Plateau inox

20,5 cm x 13 cm
Autres tailles disponibles



Référence
41.081

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de prix de fauteuils et mobilier.

Divan d'examen



Table d'examen électrique 2 parties



Référence
00.12620-681

Table d'examen électrique 3 parties



Référence
00.12630-681

Lampe Led 3x3 W 6000K / 4600 lux Sur pieds roulants Existe en modèle mural



Référence
04.600

Autoclave Stericlave

Modèle Référence
Cuve 18 L **41.981**
Cuve 24 L **41.975**



Cuve à ultrasons

Avec chauffage, panier et couvercle.
2.75 litres



Référence
41.957

Tabouret A roulettes



Référence
01.080

Marchepied



Référence
00.900

Balance

Grand cadran rond à aiguille et chiffres
Capacité : 150 kg -
Graduation par kg
Capot et cercle cadran blanc



Référence
40.761

Négatoscope

Modèle Référence
1 plage **33.001**
2 plages **33.002**



Guéridon 2 ou 3 plateaux, Avec accessoires en option



Stéthoscope double pavillon



Référence
42.100

Tensiomètre manopaire

Brassard à gonflage manuel
Existe en plusieurs tailles



Référence
42.030

Tensiomètre électronique

Brassard à gonflage automatique
S'utilise sans stéthoscope.



Référence
42.077

Traitement interférentiel pour la constipation de transit


Boîtier Flexistim

Solution non invasive pour les patients, Flexistim permet d'avoir un effet sur la motricité colique et d'améliorer la constipation de transit. Cet effet a été observé chez l'adulte mais également chez l'enfant. Le principe est basé sur le traitement par la technologie interférentielle. Le stimulateur est utilisé quotidiennement par le patient, une heure par jour pendant au moins un mois. La stimulation est produite en croisant simultanément deux courants alternatifs de moyenne fréquence sur une zone du corps particulière. Ces deux courants se superposent ainsi pour former un nouveau courant de basse fréquence en profondeur dans les tissus.



Référence
11.321/100


A proposer à la vente ou à la location au patient :



Boîtier Flexistim



Référence
50.010



Référence
50.010L

Electrodes sans gel



Référence
50.011

Electrodes avec gel



Référence
50.012



nettoyer

The diagram consists of a white rectangle with a thin grey border at the top left. A solid green rectangle overlaps the bottom right corner of the white one. A solid grey rectangle is positioned below the white one, overlapping its bottom edge. The word 'nettoyer' is written in green text inside the white rectangle.

Protocole de désinfection

Pré-désinfection et
désinfection du matériel autoclavable

Pré-désinfectants en poudre et liquides

Désinfectants liquides

Traitement des mains,
surfaces et sols

Lotions lavantes et gels hydroalcooliques pour les mains

Produits nettoyants pour surfaces et instrumentations

Produits nettoyants sans alcool pour surface

Produits nettoyants pour sols

Traitement de l'instrumentation

L'entretien de votre matériel est essentiel pour garantir son efficacité et sa longévité.


A savoir : « On ne désinfecte que ce qui est propre. »

➤ Protocole de désinfection des dispositifs réutilisables :

Instruments thermorésistants (autoclavables)



Instruments thermosensibles (non-autoclavables)



Notre conseil

Bacs de trempage

Modèle	Référence
1L microchirurgie + couvercle plein	23-404010
2L panier + couvercle plein	23-404039
2L panier + couvercle avec fente	23-404038
4L fibro/ endoscopie + couvercle plein	23-404157
15L endoscopie panier + couvercle plein	23-404450



Réutilisation

pré-désinfection











1 La pré-désinfection est une première étape indispensable dans le traitement de tous les instruments réutilisables.

Les détergents pré-désinfectants en poudre

- ✓ Détergents enzymatiques alcalins pour la pré-désinfection : décrochent les souillures et éliminent le biofilm.
- ✓ Solutions sous forme de poudre : protection et efficacité optimale des enzymes.
- ✓ Bactéricides, levuricides, actifs sur HIV-1 et virus herpès en 15 minutes.

Les détergents pré-désinfectants liquides

- ✓ Détergence maximisée dès 5 minutes.
- ✓ Bactéricides, levuricides, actifs sur virus.
- ✓ Dilution économique à 0,5% : 1L = 200L de solution active

Alkapharm Alkazyme 750 g	Alkapharm Alkazyme 2 kg	Alkapharm Clinalkan 1L - Concentré	Alkapharm Clinalkan 5L - Prêt à l'emploi
 Référence 41.413	 Référence 41.411	 Référence 41.407	 Référence 41.408
Alkapharm Alkazyme 5 kg	Alkapharm Alkazyme - 100 doses de 5 g	Anios Aniosyme X3 1L concentré	Anios Aniosyme X3 5L Prêt à l'emploi
 Référence 41.412	 Référence 41.404	 Référence 46.007	 Référence 46.008
Alkapharm Alkazyme - 48 doses de 20g	Anios Aniosyme Pla II 2 kg		
 Référence 41.410	 Référence 46.011		
Anios Aniosyme Pla II - 100 doses de 25 g			
 Référence 46.010			

La désinfection à froid est à utiliser après un bain pré-désinfectant, pour le traitement de vos instruments thermosensibles.

3 Les détergents liquides après nettoyage pré-désinfectant

- ✓ Désinfectants liquides après nettoyage pré-désinfectants.
- ✓ Formule concentrée ou prête à l'emploi à base de glutaraldéhyde potentialisé : non corrosif pour l'instrumentation et non allergène pour les voies respiratoires.
- ✓ Bactéricides, fongicides, virucides, sporicides, actifs en 15 minutes.

Alkapharm
Alkacide 250mL monodose - Concentré
Soit 5L de solution



Référence
41.414

Alkapharm
Alkacide 1L - Concentré
Soit 50L de solution



Référence
41.415

Alkapharm
Alkacide 5L - Prêt à l'emploi



Référence
41.417

Anios
Steranios 500mL - Concentré à 20%
Soit 5L de solution si dilution 10%
10L de solution si dilution 5%



Référence
46.014

Anios
Steranios 2L - Prêt à l'emploi



Référence
46.015

Anios
Steranios 5L - Prêt à l'emploi



Référence
46.017

Anios
Bandelettes de contrôle du taux de glutaraldéhyde actif pour Steranios 2%
100 bandelettes



Référence
46.018

3 La désinfection à froid sans acide acétique

- ✓ Désinfection de haut niveau du matériel, spectre complet en 5 minutes.
- ✓ Formule prête à l'emploi, sans acide acétique, sans aldéhyde, alternative au glutaraldéhyde.

Anios
Anioxyde 1000
Bidon 5L - Prêt à l'emploi



Référence
46.019

Anios
Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique réactif
50 bandelettes



Référence
46.020

Les lotions lavantes

- ✓ Lotions lavantes douces, recommandées pour le lavage simple et fréquent des mains.
- ✓ Enrichies en glycérine : laissent la peau douce
- ✓ Formulées sans parfum et sans colorant.

Alkapharm
Alkadoux 500 ml



Référence
45.584

Alkapharm
Alkadoux 1L



Référence
45.585

Alkapharm
Alkadoux 5L



Référence
45.586

Anios
Aniosafe 500 ml



Référence
46.084

Anios
Aniosafe 1L



Référence
46.085

Anios
Aniosafe 5L



Référence
46.086

Les gels hydro-alcooliques

- ✓ Gels hydro-alcooliques pour le traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.
- ✓ Actifs sur bactéries, levures, moisissures et virus
- ✓ Adaptés à une haute fréquence
- ✓ Non allergisant, non coloré, non parfumé

Alkapharm
Alkafresh 100 ml



Référence
45.570

Alkapharm
Alkafresh 500 ml



Référence
45.575

Alkapharm
Alkafresh 1L



Référence
45.580

Anios
Aniosgel 85 NPC 100 ml



Référence
46.070

Anios
Aniosgel 85 NPC 300 ml



Référence
46.073

Anios
Aniosgel 85 NPC 500 ml



Référence
46.075

Anios
Aniosgel 85 NPC 1L



Référence
46.085

traitement des surfaces

Entre chaque patient, passez un coup de lingette sur votre mobilier et sur votre matériel non-immmergeable et non-invasif.
Pour les surfaces plus grandes, vous pouvez coupler lingettes et spray.

Les produits nettoyants pour surfaces et instrumentation

✓ Nettoyants désinfectants hydro-alcooliques à large spectre bactéricide, fongicide, virucide, mycobactéricide.

Alkapharm
Cidalkan Lingettes
Boîte de 120



Référence
41.416

Anios
Linget'Anios
Boîte de 120



Référence
41.016

Alkapharm
Cidalkan 1L



Référence
45.700/1

Alkapharm
Cidalkan 5L



Référence
45.700/5

Anios
Aniospray surf 29 1L



Référence
46.700

Anios
Aniospray Quick 1L
Sèche vite



Référence
46.800

Produits adaptés au traitement des surfaces suivantes :



Les produits nettoyants sans alcool, pour surfaces uniquement

- ✓ Respect des matériaux et des surfaces traitées.
- ✓ Action rapide : bactéricide, levuricide, fongicide, virucide et sporicide en temps court.

Alkapharm
Septalkan Lingettes
Sachet de 100
pH neutre



Référence
45.660

Anios
Wip Anios Excel
Sachet de 100
pH neutre



Référence
46.060

Alkapharm
Septalkan 750 ml
pH neutre



Référence
45.665

Anios
Surfa'safe Premium 750 ml
Mousse parfumée



Référence
46.065

Produits adaptés au traitement des surfaces suivantes :



traitement des sols

- ✓ Détergents désinfectants toutes surfaces, sans rinçage
- ✓ Ne colle pas, ne laisse pas de traces.
- ✓ Formulé sans Aldéhyde.

Alkapharm
Alka DDH - Flacon de 1L



Référence
45.671

Alkapharm
Alka DDH - Flacon de 5L



Référence
45.672

Alkapharm
Alka DDH - 500 doses de 20 ml



Référence
45.670

Anios
Surfanios - Flacon de 1L



Référence
46.171

Anios
Surfanios- Flacon de 5 L



Référence
46.172

Anios
Surfanios - 500 doses de 20 ml



Référence
46.170



Notre conseil

Essuie tout

32 paquets de 100
Feuilles pliage en Z, 2 plis



Référence
12.842

12 rouleaux 2 plis



Référence
12.840

6 bobines de 450 feuilles
Déroulement central



Référence
12.843

Gants ambidextres

Nitrile, vendus par 200



Référence	Taille	Référence
SENSI-S	6/7 S	41.917
SENSI-M	7/8 M	41.918
SENSI-L	8/9 L	41.919
SENSI-XL (par 180)	9/10 XL	41.920 (par 90)


Latex, vendus par 100



Brosse autoclavable



Référence
41.374



The diagram shows a layout for an operating block. It features a large white rectangle with a thin grey border. Inside this rectangle, the text 'bloc opératoire' is written in a large, pink, sans-serif font. Below the white rectangle, there is a smaller grey rectangle on the left and a larger, solid pink rectangle on the right. A thin vertical line connects the bottom center of the white rectangle to the top center of the pink rectangle.

bloc opératoire

Ligature sous Doppler : anuphonie

Instrumentation autoclavable
Qualité bloc opératoire
Ciseaux, portes-aiguilles, pincés

Instrumentation en plastique et
métallique à usage unique
Boîte d'hémorroïdectomie
Dilatateur de Halle et anusopes spéciaux
Set d'hémorroïdectomie en métal

Instrumentation autoclavable
Curettes, stylets et sonde cannelée
Ecarteurs et anusopes

La ligature sous doppler

L'anuphonie : Ligature sous doppler

Performant
Mini-invasive
Indolore
Efficace
ergonomique



Ligature des artères hémorroïdales par guidage doppler
Procédure mini-invasive efficace et indolore

Visualisation de l'écho doppler
sur l'écran de la tablette
en plus de l'écho sonore



Tablette tactile,
Design ergonomique

Les sondes existent en 2 versions :
- à usage unique
- autoclavable

Double haut-parleur pour
une écoute parfaite

Kit de ligatures UU stérile :
Simplicité du geste et du matériel

- 1 anuphone
- 1 pousse fils
- 1 anoscope 2/3 valve pour la mucopexie
- 1 manche si le praticien souhaite utiliser la lumière du scialytique

Manche éclairer fibré pour
éclairer directement l'intérieur
de l'anuphone, branché sur votre
colonne de lumière froide



Avantages :

- ✓ Simplicité et faible coût du matériel
- ✓ Reprise des activités après 24 heures d'anesthésie locale
- ✓ Absence de douleurs post-opératoire
- ✓ Absence de complications post-opératoire
- ✓ Reprise possible en cas de rechute et sans complication
- ✓ Traitement du prolapsus par mucopexie avec l'anoscope 2/3 de valve

Les packs ligature sous doppler

	Référence	Tarifs
Doppler, avec sonde autoclavable <ul style="list-style-type: none"> Tablette tactile doppler 2 sondes autoclavables 2 manches éclaireurs fibrés 10 kits de ligatures à usage unique stériles 	12.419	
Doppler, avec sonde à Usage Unique <ul style="list-style-type: none"> Kit de ligature avec sonde doppler à usage unique stérile Tablette tactile et 2 manches éclaireurs fibrés mis à disposition 	12.421	

Consommables et accessoires

<ul style="list-style-type: none"> Kit de ligature UU stérile <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 anuphone ✓ 1 pousse fils ✓ 1 anoscope 2/3 valve ✓ 1 manche 	12.420	
<ul style="list-style-type: none"> Sonde doppler autoclavable 	12.431	
<ul style="list-style-type: none"> Manche éclairer fibré 	10.012	



NOTRE CONSEIL

Testez le doppler

- ✓ Dans un de nos centres référents à Paris, Mâcon, Nantes, Toulouse et Bordeaux.
- ✓ Dans votre établissement en programmant un patient, nous nous chargeons de toute la logistique.


Ciseaux en inox autoclavable – Vendus à l'unité

Iridectomie fins pointus droits 11cm




Référence
80.588

Enucléation fins mousses 12 cm



Référence
80.573

Médecins mousses 14 cm



Référence
80.679

Ciseaux Sims mousses 20 cm



Référence
80.831

Porte-aiguilles en inox autoclavable – Vendues à l'unité

Mayo Hégar 20 cm



Référence
83.834

Mayo Hégar mors tungstène



Référence
83.834T

Mayo Droits 17 cm



Référence
80.621

Mayo Courbe 17 cm



Référence
80.608

Ciseaux Metzenbaum droits 14 cm



Référence
80.565

Ciseaux Sims pointus 20 cm



Référence
80.838

Doyen



Référence
83.800

Halsey 13 cm



Référence
80.002

Mayo-Léger Droits 17 cm



Référence
80.638

Mayo-Léger Courbes 17 cm



Référence
80.642

Ciseaux Dauphins droits



Référence
80.706

Ciseaux Véliens



Référence
80.872

Porte aiguille Finochietto



Référence
83.818

Crile Wood 15 cm



Référence
83.001

Pincen en inox autoclavable – Vendus à l'unité

Museux 14 cm



Référence
83.706

Pince Arnous




Référence
10.950

Halstead

Modèle	Référence
Droit à griffes	83.476
Droit sans griffes	83.478
Courbé à griffes	83.477
Courbé sans griffes	83.480



Longuette droite 24 cm



Référence
83.620

Pince Adson A Griffes



Référence
83.310

Chaput Mayo 13,5 cm



Référence
83.096

Pince de Péan 16 cm



Référence
83.779

Kocher droite AG

Longueur	Référence
9 cm	83.545
16 cm	83.550
21 cm	83.552



Clamps 16 cm



Référence
83.118

Pince Adson Sans Griffes



Référence
83.308

Pince de Leriche 15 cm



Référence
83.606

Kelly courbe à griffes 16 cm



Référence
85.525

Chaput

Longueur	Référence
13cm	83.087
20cm	83.089



Pince de Weiss clamp 8 cm



Référence
84.008

Pince à dissection A Griffes 14 cm



Référence
83.230

FABRICATION A LA DEMANDE

Nous fabriquons et fournissons tous les modèles (plus de 1 200 références) :

- ✓ Backhaus, Bengoléa, Grégoire, Kelly, Leriche etc.
- ✓ droit, courbé, toutes tailles
- ✓ avec ou sans griffes

Set d'hémorroïdectomie en métal UU

- Set composé de :
- 1 ciseau Mayo courbe de 17 cm
 - 6 pinces Kocher droites à griffes de 14 cm
 - 3 pinces Kelly droites à griffes de 14 cm
 - 1 pince Adson avec griffes
 - 1 stylet
 - 1 porte aiguille de 15 cm



Référence
14.503

L'anuscope jumbo Uu

Boîte de 20 unités

- ✓ Anuscope adapté à chirurgie
- ✓ L 87 mm Ø 30 mm
- ✓ Champ d'intervention large et bien protégé
- ✓ Livré avec manche à monter selon vos besoins



Référence
12.037

Dilatateur de halle UU

Boîte de 10 unités

- ✓ Permet de bien exposer le canal anal pour le traitement opératoire.
- ✓ Légèreté : peut s'utiliser sans aide opératoire



Référence
12.268

L'anuscope 2/3 de valve Uu

Boîte de 20 unités

- ✓ Mémoire de forme
- ✓ Ouverture large et souple
- ✓ Espace de travail confortable
- ✓ Introduction facile et atraumatique
- ✓ Visibilité optimale de la paroi anale
- ✓ Livré avec manche à monter selon vos besoins



Référence
12.262

Composition sur-mesure sur simple demande

Boîte d'hémorroïdectomie autoclavable

- 2 ciseaux Mayo courbes de 17 cm
- 6 pinces Kocher droites à griffes de 14 cm
- 3 pinces Kelly droite s à griffes de 14 cm
- 4 pinces d'Arnous
- 1 pince Chaput-Mayo
- 1 anuscope 2/3 valve à manche
- 1 pince Adson à griffes
- 1 porte aiguilles
- 1 stylet
- 1 boîte de rangement en inox



Curette plate à thrombose

Référence
10.460



Curette petite tranchante

Référence
10.461



10.461/2	Curette 2mm	10.461/2F	Curette 2mm avec fenêtre
10.461/3	Curette 3mm	10.461/3F	Curette 3mm avec fenêtre
10.461/4	Curette 4mm	10.461/4F	Curette 4mm avec fenêtre
10.461/5	Curette 5mm	10.461/5F	Curette 5mm avec fenêtre
10.461/6	Curette 6mm	10.461/6F	Curette 6mm avec fenêtre
10.461/7	Curette 7mm	10.461/7F	Curette 7mm avec fenêtre

Curette à biopsie de Douay

Référence
81.336



Sonde cannelée

Référence
84.596



Ecarteur à manche du Docteur Arnous

(par paire)

Modèle	Dimension	Référence
Grand modèle	26 mm	81.660
Petit modèle	18 mm	81.661



Ecarteur de Parnaud

Référence
84.596



Anuscope Hill Ferguson

Modèle	Dimension	Référence
Grand modèle	78 x 35 mm	10.270M
Petit modèle	62 x 22 mm	10.275



Ecarteur de Farabeuf

Modèle	Référence
Grand modèle	81.699
Petit modèle	81.698



Dilatateur de Halle

Référence
10.268



Anuscope Musiari pédiatrique à manche

Référence
10.277



Ecarteur de Parks

Référence
84.635



Anuscope 2/3 valve à manche

Référence
10.262M



Anuscope Jumbo à manche

Référence
10.047



NOTRE CONSEIL
Faites fabriquer vos stylets selon vos mesures.

Stylets à manche

Modèle	Référence
rigide	10.482
souple	10.480
souple percé	10.481
rigide courbe	10.483



Stylets sans manche

Modèle	Référence
olivaire	10.484
souple & fin	10.488
très souple & fin	10.485
très souple, fin et percé	10.487



Le stylet très souple fin et percé facilite la mise en place d'un élastique souple qui assure le drainage de l'infection et évite la récurrence de l'abcès.

Stylet aiguillé

